


MONOZIR *ultra*[®]

- Transparence accrue
- Idéale en secteur postérieur
- En unitaire ou en bridge
- Préparation non invasive
- Excellente bio-compatibilité



MONOZIR *ultra*[®]


Avantages, possibilités & indications

Les propriétés améliorées de la nouvelle Zirconie Katana™ Zirconia apporte à la restauration prothétique une apparence naturelle à la MonoZir Ultra[®].

Celle-ci présente une résistance à la flexion d'environ 500 Mpa; son usinage de précision nous permet de bénéficier d'un ajustage exceptionnel. La qualité du frittage après usinage permet de comparer la MonoZir Ultra[®] à une dent naturelle dans son comportement vis à vis de la dent antagoniste, réduisant de ce fait l'abrasion pour la rendre proche de celle-ci.

La MonoZir Ultra[®] s'assemble comme toutes les zircons par scellement (CVI MAR), ou avec des colles à pouvoir adhésif propre (Panavia V5 ou SUPER BOND).


Matériau



Indication

Indicatie		MonoZir Ultra [®]	MonoZir
Postérieur	Couronne	★ ★ ★	★
	Inlay/Onlay	★ ★ ★	★
Bridge	Antérieur 3 éléments	★ ★ ★	★
	Postérieur 3 éléments	—	★ ★ ★
	4 éléments ou plus	—	★ ★ ★
Caractéristiques	Translucide	haute	
	Résistance à la flexion	haute	

Preparation



Avez-vous le Guide des Préparations et le Guide de l'Assemble?



Contre indication

